

Ögonduschväska + pH neutral

Portabel och komplett ögondusch för snabb insats



Komplett och lättillgänglig ögondusch

Ögonduschväska + pH neutral är en komplett och portabel lösning för snabb sköljning vid ögonskador. Väskan innehåller 2 st ögonduschsprayer à 250 ml med natriumkloridlösning 0,9 %, vilket ger totalt 30 minuters spoltid, samt 1 st pH-neutral 4,2 % fosfatbuffrad lösning.

Varje ögonduschspray ger cirka 15 minuters spoltid och lämpar sig vid exponering för kemikalier, smuts eller damm. Vid syrafrätskador rekommenderas cirka 5 minuters spolning och vid alkaliska frätskador minst 20-30 minuter. Vid allvarliga ögonskador är det viktigt att fortsätta skölja under transport till ögonläkare.

pH-neutral används för akut sköljning av ögon och hud vid kontakt med syra, bas eller partikelkontaminering. Skölj i maximalt 2 minuter.

Fördelar

- ✓ Skyddar flaskorna mot damm och smuts
- ✓ Kan snabbt tas ned och tas med till den skadade
- ✓ 2 x 250 ml ögondusch ger totalt 30 minuters spoltid
- ✓ pH-neutral för snabb första sköljning vid syra och bas
- ✓ Tydligt och lättöverskådligt innehåll

Användning

- Industri och verkstad
- Bygg och produktion
- Laboratorium och kemimiljö
- Arbetsplatser med risk för ögonskador
- Under transport till sjukvård



Specifikationer

Produkt	Ögonduschväska + pH neutral
Ögondusch	2 x 250 ml, NaCl 0,9 %
Spoltid	Totalt ca 30 minuter
pH-neutral	1 x 250 ml, 4,2 % fosfatbuffrad lösning
Placering	Väggmonterad, lätt att ta med
Väska	Transparent och skyddande

Placering & användning

Placera väskan i räckhåll där risk för ögonskador finns, så att den kan nås inom några sekunder.

Om en sprayflaska har öppnats och sigillet brutits bör den därefter endast användas till sårtvätt, kylning av brännskador eller sköljning av smuts och damm - inte vid allvarliga frätskador där lång spoltid krävs.

Vid en olycka kan väskan snabbt tas ned från väggen och följa med den skadade.

Snabb tillgång till ögondusch när varje sekund räknas.