

Hudvänlig tejp med hållare



Storlek:	Frp:
2,5cm x 4,55m	6st / kart
Art. nr:	32545

Beskrivning

Avrivningsbar papperstejp i ett material med låg allergi risk. Självhäftande tejp tillverkad av mikroporöst non-woven material belagd på ena sidan med en Hypoallergenic, hudkontaktvänlig häftmassa.

Egenskaper

- Non-woven material.
- Hudkontaktvänlig häftmassa
- Formbar
- Latexfri
- Mindre smärta vid borttagning
- Genomtränglig för luft och vattenånga

Användning

- Fixering av bandage och kompresser
- Användning för känslig och torr hud där vanlig tejp inte kan användas
- Appliceras på ren och torr hud

Förvaring

- Håll borta från ljus och värme
- Förvaras vid högst 25°C

