

# KIRURGTEJP TEXTIL

*Fixering av alla typer av  
förband*



- Stark Kirurgtejp för normal hud.
- Belagd med zinkoxid kautschuk lim med hög initial och permanent vidhäftning, där det fäster starkt även under tung påfrestning.
- Hög draghållfasthet.
- Sicksack kanter som gör att det är lätt att riva för hand.
- Produkten har gjorts genomsläpplig för luft och fukt genom en särskild process vilket undviker möjligheten av maceration till följd av uteslutning av luft.

Art. nr 3361-KT25      2,5 cm x 4,55m

3361-KT      1,25 cm x 4,55m



**CE**  
0120