


# Brännskade plåster

Pharmagel hydrogelförband fuktig sårhäkning

## Behandling av brännsår och efterbehandling av brännskada\*

- *Pharmagel är en transparent polyuretan gelkompress – 60% vatten*
- *Pharmagel Brännskade plåster kyler, lindrar och minskar smärta*
- *Kompressen har en självhäftande polyuretanfilm*
- *Applicera på brännsåret, täck hela sårytan*
- *Kompressen kan vara applicerad upp till 1 vecka*
- *Fuktig sårhäkning påskyndar bildandet av ny vävnad*
- *Minimerar ärrbildning och sårskorpa*
- *Fastnar inte i sår och har en god dämpande effekt*
- *Individuellt förpackade och steriliserade*
- *Läkeprocessen kan följas utan att avlägsna förbandet*
- *Tillåter fri passage av gaser och vattenånga*
- *Skyddar huden från uttorkning*
- *Pharmagel är vattentätt, möjliggör säker duschning*



\* En brännskada behandlas i första hand med **Burnaid** gel- och gelkompresser upp till två timmar. (alt. svalt vatten)

Med **Burnaid** uppnår man tre fördelar:

- 1) Kylning för att minimera vävnadsskador,
- 2) Smärtlindring för ökad komfort
- 3) Minskar risken för tillstötande infektion.

Efter detta har **Burnaid** "gjort sitt". För fortsatt sårhäkning används **Pharmagel** kompresser

**Storlek:** 45x65mm; 75x100mm

**Art nr:** 4565-C; 4575-C

STERILIE EO

CE  
0120

AlphaMedic