


NYHET!

PHARMAPAD

SÅRKOMPRESS



Beskrivning:

Pharmapad är en dubbelsidig laminerad, icke vidhäftande sårförband, individuellt förpackad.

Funktion:

Pharmapad är en mycket absorberande icke-vidhäftande sårkompress, laminerad från båda sidor med icke-vidhäftande PE-nät som förhindrar att fastna i såret.

Fördelar


- PE-net i **Pharmapad** tillåter snabb passage av sårexsudat genom sårdynan med öppen väv.
- Absorberande Non-woven-dyna ger snabb och kontrollerad absorptionsförmåga av lätta utsöndringar, konstruerade för att undvika genomslag.
- Aseptisk förbandsteknik säkerställs av en individuellförpackning av varje sterilt förband.

Art nr: 4205 5x5cm 100st per kart

Art nr: 4210 10x10cm 50st per kart



0459



* vid fler kart – be om offert