

SÅRPLAST -spray



Flytande plåster

- ◆ ett sårplast-förband baserad på akryl copolymer för enkel och snabb behandling av skrapsår och mindre skador
- ◆ efter applikation, torkar den inom 3 minuter
- ◆ den bildar en vattensäker skyddande hinna
- ◆ förbandet är inte vattenlösligt
- ◆ den hindrar mikro-organisationer från omgivande miljö
- ◆ *den hindrar inte* naturlig svettning
- ◆ såret förblir stängt mot ogynnsamma påverkningar, dock fortgår läkeprocessen under plastfilmen
- ◆ sårförbandet försvinner av sig själv efter 3-4 dagar genom gradvis förtunning av plastfilmen genom nötning

CE
0120

80 ml


Skyddande plastfilm för behandling av ytliga sårskador

- ger skydd åt mindre sår såsom *rivsår, skrubbsår och skårsår*
- minskar risken för infektion, skyddar mot vatten och smuts
- bra på områden där det är svårt att använda vanligt plåster
- spraya ett tunt lager, ca 15-20cm från såret, upprepa vid behov

Innehåll: Ethyl acetat, Copolymer acrylate

Drivgas: Dimetyleter

Art. Nr: 3150



AlphaMedic