

## BLUE DETECTABLE TEXTIL- / ELLER PLÅST



- Blått textilplåster med metallfolie (alt. plastplåster med metallfolie)
- Används på ren och torr hud
- Sårkudden med metallfoliekan identifieras med metalldetektor
- Elastiskt och behagligt att använda
- Smärtfri borttagning av plåstret
- Den blå färgen ger visuell identifikation
- Lämplig inom all livsmedelsindustri
- Passar till D-56 / D-58 plåsterdispenser
- Kapas till önskad storlek

Storlek:	Art.nr: textil	plast
6cm x 5m	3360;	3363
8cm x 5m	3360-8;	3363-8

## TEXTIL PLÅSTER



- Textilplåster
- Används på ren och torr hud
- Elastiskt och behagligt att använda
- Smärtfri borttagning av plåstret
- Passar till D-56 plåsterdispenser
- Kapas till önskad storlek

Storlek:	Art.nr:
6cm x 5m	3361

## KRAFTIGTTEXTIL PLÅSTER



- Ett kraftigt Textilplåster
- Används på ren och torr hud
- Elastiskt och behagligt att använda
- Smärtfri borttagning av plåstret
- Passar till D-58 plåsterdispenser
- Kapas till önskad storlek

Storlek:	Art.nr:
8cm x 5m	3361-8

## NON WOVEN PLÅSTER



- Hypoallergen Non-woven plåster
- Lämplig för känslig hud
- Används på ren och torr hud
- Elastiskt och behagligt att använda
- Smärtfri borttagning av plåstret
- Passar till D-56 / D-58 plåsterdispenser
- Kapas till önskad storlek

Storlek:	Art.nr:
6cm x 5m	3362
8cm x 5m	3362-8

## FOAM SKUMPLASTPLÅSTER



- Hög fästförmåga
- Stötsäkert plåster
- Används på ren och torr hud
- Elastiskt och behagligt att använda
- Mikroperforerat gör att plåstret andas
- Smärtfri borttagning av plåstret
- Passar till D-56 plåsterdispenser
- Kapas till önskad storlek

Storlek:	Art.nr:
6cm x 5m	3364

## SUPERSOFT NEUTRAL / BLUE



- Ett självhäftande skumplast förband, Latex
- Fastnar i sig själv när det lindas runt ex. ett finger
- Kan appliceras även på blöt hud
- Elastiskt och behagligt att använda
- Fastnar inte i särytor och inte i hår
- Smärtfri borttagning av plåstret, lämnar inga rester
- För fixering av Burnaid brännskade kompresser
- Passar till D-56 plåsterdispenser
- Kapas till önskad storlek

Storlek:	Art.nr:	
6cm x 5m	3385	Neutral
6cm x 5m	3385-B	Blue