


LÅNGPLASTER 2x18cm x 100pcs

Elastisk Textil och Blue Detectable Textil



Beskrivning:

Långplåster är ett sårförband i elastisk textil med absorberande sårdyna. Det långa plåstret gör att man kan förutom att täcka såret med sårdynan även täcka repor bredvid såret. Plåstret finns som Blue Detectable Textil samt som Textil

Funktioner:

- Högabsorberande men med låg vidhäftande sårdyna
- Mycket hypoallergen akryl häftmassa för hudkänslighet
- Elastisk och bekväm att använda

Användning:

Ett långplåster för att skydda sår samt för att täcka hud repor. Lämplig på ytor där korta plåster är svårt att använda och har svårt att fästa.

Smärtfri borttagning av plåstret

Förpackning 100st/frp

Art nr. 3360-18/2

Art nr. 3361-18/2

Blue Detectable Textil

Textil

