

PHARMASTRIP SUTURTEJP

Sårförslutning

6,4 x 76mm 6 st
strips per kuvert



Beskrivning



Flexibel hud förslutningsremсор gjorda av polyamid, icke elastisk stomme belagd med ett tryckkänsligt, hypoallergen häftmassa.

Fördelar

- Andningsbar, porös, icke elastisk bärare kan användas på konturerade områden på kroppen eller där böjnings- och rörelse förekommer.
- Vit färg för ett kosmetiskt tilltalande utseende
- Eliminerar märken efter stygn- och klammer, ger ett bättre kosmetiskt resultat än suturer eller häftklamrar .
- Snabb och lätt att applicera för att spara tid.
- Hypoallergen häftmassa.
- Förpackas i förseglade påsar E.O. steriliserade.

Användningsområden

- För användning i mycket profilerade områden eller områden på kroppens med rörelser i muskler och leder.
- Ger stöd till sår efter tidigt sutur- eller häftklammer borttagning.
- Användbart för stöd åt sår postoperativt och efter sutur borttagning.



Art nr. 6476-25
6476

25 st kuvert per Zip-påse
100 st kuvert i kartong

STERILE EO

CE
0120