




PRODUKTKATALOG - 2025



AlphraMedic AB - 21 år
2004-2025



AlphraMedic AB har lång erfarenhet från försäljning och tillverkning av produkter till olika användare. AlphraMedic tillverkar och tillhandahåller produkter inom Första Hjälp till återförsäljare i Skandinavien och övriga Europa.

AlphraMedic AB tillverkar bl.a. olika typer av hållare, dispenser och Kit till Första Hjälp produkter. Tillverkningen består av dels egna utvecklade produkter och dels produkter tillverkade efter kundönskemål.

AlphraMedic AB affärsidé är att tillgodose våra kunder med ett brett sortiment av Första Hjälp produkter såsom:

Dispenser och Hållare, Plåster på rulle eller Plåsterstrips, Gelförband, Brännskadeprodukter, Blodstoppsspray, Sårplastspray, Förstahjälp-väskor (mjuka/hårda), Refillsortiment, etc.

Kontakta oss om Ni har produkter som skall kundanpassas för att på bästa sätt passa marknaden och Era kunder!

Kontakta oss om Ni önskar mer info om produkter och ÅF-priser!



Med vänlig hälsning
AlphraMedic AB



Adr: Kämpevägen 17 - 553 02 Jönköping

Mob: +46 70 273 77 40

Mob: +46 70 993 99 10

E-mail: info@alphramedic.se

Web: www.alphramedic.se

PLÅSTERDISPENSER

till 6x500 cm rullar

Passar alla typer av 5m plåsterrullar

D-56 är en populär Dispenser för att på ett enkelt sätt kapa den storlek på plåster man behöver, breda eller smala, du väljer själv!


Ett praktiskt, Enkelt, Ekonomiskt och Flexibelt system! *Monteras på vägg!*

Tillverkad i klar akrylplast, bredd 6cm.

Art nr. 3000-1 D-56 dispenser



**SuperSoft blå
6x450cm**



6x500cm

Passar till alla sorters plåsterrullar ex. Textil, Non Woven, Polyuretaneskum, etc.

PLÅSTER PÅ RULLE – 5 METER

Bredd: 6cm och 8cm



- **Textilplåster - 6cm**
- Används på ren och torr hud
- Elastiskt och behagligt att använda
- Smärtfri borttagning av plåstret
- Passar till D-56 plåsterdispenser
- Kapas till önskad storlek

Art. nr 3361

- **Blue Detectable Textil med metallfolie – 6cm**
- Används på ren och torr hud
- Den blå färgen ger visuell identifikation
- Sårkudden med metallfolie kan identifieras med metalldetektor
- Elastiskt och behagligt att använda
- Smärtfri borttagning av plåstret
- Passar till D-56 plåsterdispenser
- Kapas till önskad storlek



Art. nr 3360



- **Ett kraftigt Textilplåster - 8cm**
- Används på ren och torr hud
- Elastiskt och behagligt att använda
- Smärtfri borttagning av plåstret
- Kapas till önskad storlek (klipps av)

Art. nr 3361-8

- **Non Woven plåster - 6cm**
- Hypoallergen
- Lämplig för känslig hud
- Används på ren och torr hud
- Elastiskt och behagligt att använda
- Smärtfri borttagning av plåstret
- Passar till D-56 plåsterdispenser
- Kapas till önskad storlek

Art. nr 3362



SUPERSOFT


Bredd: 6cm

Längd: 450cm

SuperSoft - Blue

- Självvulkande skumplastförband
- Den blå färgen ger visuell identifikation
- Elastiskt och behagligt att använda
- Fastnar inte i sår eller i hår
- Förbandet andas vilket ger bra läkning
- Passar till D-56 plåsterdispenser
- Kapas till önskad storlek
- För fixering av brännskadekompresser

Art. nr 3385-B (blå)



1



2



3



Art. Nr 3000-1


NYA

EASYON DISPENSER

Plåsterdispenser med plåsterrefill



Art nr 2505 - komplett



Art nr 2510- tom

Nya EasyOn plåster är enkla och bekväma att använda !!

EasyOn dispenser är tillverkad av transparent och tålig plast. Används med EasyOn plåster refill. Se nedan. Med ett enkelt handgrepp byter man refill. Monteras på vägg.

EasyOn refill passar till EasyOn dispenser och med ett enkelt handgrepp byter man refill. Drag försiktigt nedåt i nederkanten på plåstret så lossar överdelen av pappret på plåstrets baksida - klart att montera!

EasyOn refill finns i två olika material och tre olika storlekar

Blue Detectable Textil ; Textilplåster



25x72mm,



56x70mm,



Fingertopp (65x40mm)

Art nr.	Produkt	Storlek	Plåster/refill
3360-25-1R	Blue Detec Textil	25x72mm	36
3360-52-1R	"	56x70mm	18
3360-FT-1R	"	Fingertopp	18
3361-25-1R	Textilplåster	25x72mm	36
3361-52-1R	"	56x70mm	18
3361-FT-1R	"	Fingertopp	18



25x72mm



25x72mm



65x40mm Fingertopp

Levereras i kartong med 5 eller 6 refill (alt. 10 refill) Ej bulk!

Möjlighet till eget plån finns vid större kvantiteter!



FIRST AID CASE – M NY

Förstahjälpen väska med handtag - röd



Storlek: 21,5 x 7,5 x 17,5 cm

En snygg förstahjälpen väska med handtag och en innerficka som man kan vika ut. Plats för ett ex. **DIN-kit**, eller om man vill lägga i **Burncare produkter**. Eller andra produkter såsom Blodstopp - o Sårplast spray, Pharmagel, Suturtejp, Kirurgtejp, Vattentätt plåster, Plåsterrefill, Långplåster, Vendapress - linda, Sårservett, etc.

Art. Nr: 5558



FIRST AID CASE – XL NY

Förstahjälpen väska med handtag och axelrem- grön



Storlek: 27,5 x 25,5 x 12,5 cm

En stor förstahjälpen väska med hand-tag och axelrem. Plats för ett ex. **DIN-kit** i ena halvan och i andra halvan ex. Burncare produkter och andra produkter såsom Blodstopp - o Sårplast spray, Ögondusch 250ml alt. 50ml, Pharmagel, Suturtejp, Kirurgtejp, Vattentätt plåster, Plåsterrefill, Långplåster, Vendapress - linda, Sårservett, etc.

Art. Nr: 5733



POCKET ANDNINGSMASK med ventil

Praktisk pocketförpackning med kabinhake för flexibel fastsättning

Skydd för blodsmitta samt infektion under mun till mun- metoden

Instruktion för användning

1. Rensa alla hinder hos patientens luftvägar
2. Luta patientens huvud bakåt
3. Vecka ut andningsmasken och placera den med den gröna ovala ventilen i patientens mun
4. Gör det så tätt som möjligt mellan masken och patientens ansikte
5. Börja mun till mun-metoden

Innehåller: 1st Andningsmask med ventil
2st skyddshandskar

Art. nr 6053



ANDNINGSMASK med ventil

Skydd för infektion under mun till mun- metoden

Instruktion för användning

1. Rensa alla hinder hos patientens luftvägar
2. Luta patientens huvud bakåt
3. Vecka ut andningsmasken och placera den med den gröna ovala ventilen i patientens mun
4. Gör det så tätt som möjligt mellan masken och patientens ansikte
5. Börja mun till mun-metoden



Art. nr 6010



FLYTANDE SÅRPLAST

Sårplast spray är en aerosol med snabbtorkande sårplast som ger ett snabbt och säkert skydd. Den är gjord för att skydda mindre sår och skador såsom *rivsår, skrubbsår och skärsår* på arbetsplatser, sportutövande och i hemmet.

Sårplast spray minskar risken för infektion, skyddar mot vatten och smuts vilket ger en säker duschning och vistelse i blöt miljö eller dammiga och smutsiga arbetsplatser, enkel, bekväm och säker att använda, bra på områden där det är svårt att använda vanliga plåster och förband.

Art nr. 3140 60ml



BLODSTOPP SPRAY alginat

BLODSTOPP-alginat spray är en aerosol med blodstillande puder. Den aktiva substansen - kalciumalginat - bildar en pulverskikt över skadan. Alginat skiktet absorberar blod från skadan och exsudat bildas, som utgör en kylande, gel-liknande massa, vilken hjälper till i läkningsprocessen. Kamomill och ringblomma-extrakt Seaberryolja, Aloe Vera och Jojobavax ger en naturlig återfuktning av skadeområdet och hjälper till i läkningsprocessen.

Den är gjord för att stoppa mindre blödningar på yttiga skador såsom *rivsår, skrubbsår och skärsår* på arbetsplatser, sportutövande och i hemmet.

Tryck på sprayknappen någon sekund och täck skadeområdet. Spraya från ett avstånd på ca 15-20 cm.. Vid upprepande behandling skaka flaskan noggrant varje gång.

Art nr. 3130 60ml



Brännskade plåster

Pharmagel hydrogelförband fuktig sårhäkning

Behandling av brännsår och efterbehandling av brännskada*

- Pharmagel är en transparent polyuretan gelkompress – 60% vatten
- Pharmagel Brännskade-plåster kyler, lindrar och minskar smärta
- **OBS!** Tvätta såret rent innan applicering. Det måste vara **Torrt och Rent!**
- Kompressen har en självhäftande polyuretanfilm
- Applicera på brännsåret, täck hela sårytan
- Kompressen kan vara applicerad upp till 1 vecka
- Fuktig sårhäkning påskyndar bildandet av ny vävnad
- Minimerar ärrbildning och sårskorpa
- Fastnar inte i sår och har en god dämpande effekt
- Individuellt förpackade och steriliserade
- Läkprocessen kan följas utan att avlägsna förbandet
- Tillåter fri passage av gaser och vattenånga
- Skyddar huden från uttorkning
- Pharmagel är vattentätt, möjliggör säker duschning



* En **brännskada** behandlas i första hand med **Burncare** gel - och gelkompresser upp till **två** timmar. (alt. svalt vatten)

Med **Burncare** uppnår man tre fördelar:

- 1) Kylning för att minimera vävnadsskador,
- 2) Smärtlindring för ökad komfort
- 3) Minskar risken för tillstötande infektion.

Efter detta har **Burncare** "gjort sitt". För fortsatt sårhäkning används **Pharmagel** kompresser

Mindre brännsår kan man givetvis använda **Pharmagel** direkt för snabb behandling och lindring



Storlek: 45x65mm; 75x100mm
Art nr: 4565-C; 4575-C

STERILIE EO

CE
0459

AlphaMedic



Ögondusch spray

EyeWash - trippel

Buffrad Natriumklorid lösning 9%

NY

*EyeWash spray ögon-
dusch för behandling av
ögonskada, brännskada
och sårtvätt.*

*Sprayen innehåller 250ml
buffrad Natriumklorid
lösning 9mg / liter.*

Spoltid - 15minuter / spray

Ögonskada:

Vid frätande ögonskador är det mycket viktigt med snabb behandling, helst inom ett par sekunder.

**Spoltid vid syra-frätskada är normalt ca 5 minuter.
Spoltid vid alkaliska frätskador är minst 20-30 min.**

Vid allvarlig frätskada gäller det att snabbt söka läkarvård och då är det viktigt att spola hela vägen under transport till ögonläkare. Det är därför nödvändigt att ta med tillräckligt med spoltid.

AlphraMedic's **EyeWash-trippel** är en väska som innehåller 3st ögondusch sprayer som ger 45 minuters spoltid. Det är enkelt att snabbt ta ned väskan från väggfästet och ta med under transport.

På arbetsplatsen ska väskan sitta inom **"räckhåll"** där risk för att en ögonskada kan inträffa. Den ska vara placerad så att man kan nå den inom ett par sekunder.

OBS! Då sprayen är öppnad och sigillet brutet skall sprayen bara användas till Sårtvätt eller kylning av Brännskada. I och med att sigillet är brutet och sprayen använd kan full spoltid inte garanteras.



EyeWash-3 + DIN kit 13164



Art nr: 8710

Art nr: 8700
Art nr: 8700-E

Komplett väska – inkl. väggfäste
Utan Eyewash spray inkl. "

AlphraMedic

CE
0413



Ögondusch spray

EyeWash Spray 250ml

Buffrad Natriumklorid lösning 9%

EyeWash-spray ögondusch för behandling av ögonskada, brännskada och sårtvätt.

Sprayen innehåller 250ml buffrad Natriumklorid lösning 9mg / liter.

Spoltid – 15 minuter / spray

Singelhållare



Trippelhållare



Ögonskada:

Vid frätande ögonskador är det mycket viktigt med snabb behandling, helst inom ett par sekunder.

Spoltid vid syra-frätskada är normalt ca 5 minuter.

Spoltid vid alkaliska frätskador är minst 20-30 min.

Vid allvarlig frätskada gäller det att snabbt söka läkarvård och då är det viktigt att spola hela vägen under transport till ögonläkare. Det är därför nödvändigt att ta med tillräckligt med spoltid.

EyeWash-Spray är lämplig att använda tillsammans med vägghållare. Finns som Singelhållare eller Trippelhållare. Det innebär att det är enkelt att snabbt ta ned sprayen från hållaren och ta med till den skadade och under transport.

På arbetsplatsen ska ögondusch sitta inom **"räckhåll"** där risk för att en ögonskada kan inträffa. Den ska vara placerad så att man kan nå den inom ett par sekunder.

OBS! Då sprayen är öppnad och sigillet brutet skall sprayen bara användas till Sårtvätt eller kylning av Brännskada. I och med att sigillet är brutet och sprayen använd kan full spoltid inte garanteras.



Art nr 8740
Art nr 2050
Art nr 2060

Ögondusch 250ml – refill
Singelhållare 52mm
Trippelhållare 52mm



STERILE R

CE
0413



Ögondusch spray

EyeWash Spray 50ml

Buffrad Natriumklorid lösning 9%

**EyeWash-spray ögondusch för
behandling av ögonskada, brännskada
och sårtvätt.**

**Sprayen innehåller 50ml buffrad
Natriumklorid lösning 9mg / liter.**

Spoltid – 3 minuter / spray

Singelhållare
35mm



Ögonskada:

Vid frätande ögonskador är det mycket viktigt
med snabb behandling, helst inom ett par sekunder.

Spoltid vid syra-frätskada är normalt ca 5 minuter.

Spoltid vid alkaliska frätskador är minst 20-30 min.

Vid allvarig frätskada gäller det att snabbt söka läkarvård och
då är det viktigt att spola hela vägen under transport till ögon-
läkare. Det är därför nödvändigt att ta med tillräckligt med spoltid.

EyeWash-Spray är lämplig att använda tillsammans med vägghållare.

Finns som Singelhållare. Det innebär att det är enkelt att snabbt ta ned sprayen från
hållaren och ta med till den skadade och under transport.

På arbetsplatsen ska ögondusch sitta inom **"räckhåll"** där risk för
att en ögonskada kan inträffa. Den ska vara placerad så att man
kan nå den inom ett par sekunder.

**OBS! Då sprayen är öppnad och sigillet brutet skall sprayen bara användas till Sårtvätt
eller kylning av Brännskada. I och med att sigillet är brutet och sprayen använd kan full
spoltid inte garanteras.**



Art nr 8745 Ögondusch 50ml – refill
Art nr 2040 Singelhållare 35mm



STERILE R

CE
0413



BAGG FÖRSTA HJÄLPENVÄSKA



- Ursprunglig design / Registrerade varumärke
- Slitstark, lätt 420 denier polyester.
- Väder- och vattenavvisande material.
- Extra fästpunkter (Daisy kedjor).
- Dubbelsidigt "Heavy Duty" blixtlås för enkel öppning och stängning.
- Robust plasthandtag med extra grepp.
- Förstärkt bälte med fästpunkt.
- Extra "Molle" fästpunkt.
- Interiör uppdelad i flera sektioner för att hålla innehållet på rätt plats.
2 stora förslutbara sektioner med blixtlås och 2 elastiska sektioner.
- Mått: 21 x 15 x 11cm.



BAGG förstahjälpen väskorna
tillhandahålls fyllda eller tomma.
Innehållet kan enkelt anpassas till
era kunders önskemål.

Art nr. 5510– orange (tom)

Art.nr. 5515– orange (komplett med DIN kit 13164)

EC - FÖRSTA HJÄLPENVÄSKOR

Sårskador – Brännskador - Ögonskador

Snygga och praktiska kvalitetsväskor som levereras kompletta, skräddarsydda eller tomma. Perfekt på arbetsplatsen där man kan bygga ihop ett komplett fungerande system för förstahjälpen behandling. Väskorna kan monteras bredvid- eller under varann.

Vid väggmontering tar man med ett enkelt handgrepp med hela väskan till den skadade. Välj hyllplan för överskådlighet. Kan naturligtvis även användas utan väggfäste då så behövs.

Väskorna kan också användas för andra produkter såsom skyddshandskar, skyddsglasögon, andningsmask, hörsel-skydd, etc.

STORLEKAR

Large, Medium; Small

MÅTT:

Large: 30x33x12

Medium: 30x23x12

Small: 15x23x8

TILLBEHÖR:

Väggfäste L / M, S

Hyllplan L, M

FÄRG:

Grön, Blå, Röd (Burn Kit),
Transparent (Eyewash Kit)

Transparent - Tom

Art nr. 7230 Medium
7240 Large




Hyllplan

Art nr.: 7410 Medium
7400 Large



Art nr. – Tom

7200+färg Small
7210+färg Medium
7220+färg Large



Väggfäste

Art nr. 7300 Small
7310 Large o. Medium,



EC - FÖRSTA HJÄLPENVÄSKOR

DIN+EASYON

Large



INNEHÅLL:

DIN KIT 13164 + EasyOn dispenser med två plåster refill inkl. 2 hyllor

Tillbehör: Väggfäste

DIN KIT

EasyOn dispenser
1 Textil-refill + 1 Blue detectable Textil refill

Innehållsförteckning

DIN 13164

- 1 st Tejp 2,5cmx5m
- 14 st Plåstersortiment
- 1 st FörstahjälpenBandage 6x8cm
- 2 st FörstahjälpenBandage 8x10cm
- 1 st FörstahjälpenBandage 10x12cm
- 1 st Brännskadekompress 60x80cm
- 6 st Kompresser 10x10cm
- 1 st Räddningsfilt Gold/Silver
- 2 st Gasbinda 6cmx4m
- 3 st Gasbinda 8cmx4m
- 1 st Triangelbandage 96x96x136cm
- 1 st Sax
- 2 st Sårservetter
- 4 st Engångshandskar vinyl
- 2 st Engångs medicinsk mask
- 1 st Förstahjälpen handledning

Art nr 6500



Colour: Green, Blue

EC - FÖRSTA HJÄLPENVÄSKOR

DIN Kit 13164 Medium



Innehållsförteckning

DIN 13164

- 1 st Tejp 2,5cmx5m
- 14 st Plåstersortiment
- 1 st FörstahjälpenBandage 6x8cm
- 2 st FörstahjälpenBandage 8x10cm
- 1 st FörstahjälpenBandage 10x12cm
- 1 st Brännskadekompress 60x80cm
- 6 st Kompresser 10x10cm
- 1 st Räddningsfilt Gold/Silver
- 2 st Gasbinda 6cmx4m
- 3 st Gasbinda 8cmx4m
- 1 st Triangelbandage 96x96x136cm
- 1 st Sax
- 2 st Sårservetter
- 4 st Engånghandskar vinyl
- 2 st Engångs medicinsk mask
- 1 st Förstahjälpen handledning

Övrigt

- 1 Sårplast spray 60 ml
- 1 Andningsmask med ventil
- 2 Suturetejp kuvert 6,4x76mm 6 strips/kuveret

Tillbehör: Väggfäste



EC - FÖRSTA HJÄLPENVÄSKOR

Small



Art nr: 6110+ färg

Innehållsförteckning

- 1 Textil refill (36st plåster 25x72mm)
- 1 Textil Blå refill (36st plåster 25x72mm)
- 1 Textil refill (18st plåster fingertopp)
- 5 Sårservetter
- 1 Förstahjälpen Bandage 8x10cm

Tillbehör: Väggfäste

BRÄNNSKADE PRODUKTER



Burncare 3,5 gr gel.

Riv upp påsen och kläm ut innehållet över brännsåret. Låt det vara ett så tjockt lager som möjligt. Gnid inte ut det. Vid skada på fingertopp: Stoppa in fingret i påsen och låt vara tills smärtan avtagit. Vid behov, uppsök läkare.

BC5003



Burncare 50 ml och 120 ml gelspray.

Spraya ut rikligt av innehållet över brännsåret. Låt det vara ett så tjockt lager som möjligt. Gnid inte ut gelen. Täck ev. brännskadeområdet med sårkompress. Vid behov, uppsök läkare.



Burncare 5x5cm, 10x10cm, 20x20cm, 30x40cm (facemask) och 40x60cm kompress

Riv upp påsen och ta ut kompressen och lägg över brännsåret. Kläm ut all gel. Se till att kompressen täcker hela brännskadeområdet och 1-2 cm utöver detta. Lägg den tomma påsen över kompressen och fixera med ex. Förstahjälpen-bandage / alt. SuperSoft. Låt kompressen ligga på under 2 timmar.

Vid skada på ex. en hand: Stoppa in handen i påsen och slut öppningen. **Vid brännskada på arm eller ben:** Öppna förpackningen i båda ändar och trä igenom arm eller ben. Slut påsen i båda ändarna. Större/djupare brännskada, uppsök läkare.

BC0505;

Burncare 25 gr gel tub

Kläm ut innehållet över brännsåret. Låt det bli ett så tjockt lager som möjligt. Gnid inte ut det. Täck ev. brännskadeområdet med sårkompress. Vid behov, uppsök läkare.





BRÄNNSKADE PRODUKTER

Brännskade Gel- och Kompresser
Kan anpassas efter önskemål!

- Koler brännskadan
- Ger omedelbar smärtlindring
- Minskar infektionsrisken



SMALL Art nr. 5110

Innehåll:
2st 10x10cm kompress
1st Burncare spray 50ml
5st 3,5gr gelpåsar
1st Förstahjälpen bandage

Tillbehör: väggfäste



MEDIUM Art nr 5120

Innehåll:
1st 20x20cm kompress
2st 10x10cm kompress
1st Burncare spray 50ml
5st 3,5gr gelpåsar
1st Förstahjälpen bandage
2st Hyllor
1st Väggfäste



10x10cm kompress

STERILE EO

CE
0197



BRÄNNSKADE PRODUKTER

Brännskade Gel- och Kompresser
Kan anpassas efter önskemål!

- Koler brännskadan
- Ger omedelbar smärtlindring
- Minskar infektionsrisken



MEDIUM + FACEMASK Art nr. 5130

Innehåll:

- 1st Facemask 40x30cm
- 1st 20x20cm kompress
- 2st 10x10cm kompress
- 1st Burncare spray 50ml
- 5st 3,5gr gelpåsar
- 1st Förstahjälpen bandage
- 2st Hyllor
- 1st Vägghäste



10x10cm kompress

MEDIUM - L Art nr. 5070

Innehåll:

- 1st Facemask 40x30cm
- 2st 20x20cm kompress
- 2st 10x10cm kompress
- 1st Burncare spray 50ml
- 5st 3,5gr gelpåsar
- 2st Förstahjälpen bandage
- 2st Hyllor
- 1st Vägghäste

STERILE EO

CE
0197





BRÄNNSKADE - REFILL

Brännskade Gel- och Kompresser

- Kyler brännskadan
- Ger omedelbar smärtlindring
- Minskar infektionsrisken



Refill Small Art nr. 5060

Innehåll:

- 2st 10x10cm kompress
- 1st Burncare spray 50ml
- 5st 3,5gr gelpåsar
- 1st Förstahjälpen bandage



Refill Medium Art nr 5061

Innehåll:

- 1st 20x20cm kompress
- 2st 10x10cm kompress
- 1st Burncare spray 50ml
- 5st 3,5gr gelpåsar
- 1st Förstahjälpen bandage



10x10cm kompress



4 st per ask

Beskrivning:

ThermaPatch är en lättanvänd kroppsvärmare som genererar värme vid kontakt med luft i 8 till 12 timmar.

Plåstret är försett med självhäftande zon för enkel applicering.

Verkningssätt:

Naturlig värme alstras på grund av luftoxidation av plåstrets ingredienser vid kontakt med syre i luften. Värme orsakar vasodilatation och ökar det lokala blodflödet, vilket resulterar i smärtlindring och ökad elasticitet för anslutningsproblem, vilket främjar läkning, slappnar av muskler, minskar muskelspasmer och snålhet, samt ökar flexibiliteten och räckvidden. uppbyggnad av muskler och leder.

Heat oen underlättar träning hos patienter med artros.

Kvinnor med primär dysmenorré kan få lindring genom att applicera värme på nedre delen av ryggen eller buken. Dessutom hjälper penetrerande värme att slappna av, ömma, värkande muskler och leder och hjälper till att återställa rörelsen. Värme ökar blodflödet till det drabbade området och ger syre och näringsämnen för att underlätta läkningsprocessen.

Egenskaper:

- ThermaPatch ger upp till 12 timmars konstant värme.
- Avslappnar musklerna och släpper spänningar.
- Lätt att använda med en obetydlig stöt.
- Luftkonditionerad, ingen elektricitet.
- Icke-medicinerad och parfymfri.
- Säkert för användare som inte kan ta analgetika på grund av sina biverkningar.
- Mest effektivt när det används enligt bruksanvisningen.
- Finns i stora storlekar för rygg- och axelvärk.

Avsedda ändamål:

ThermaPatch används för smärtlindring vid muskel- och ledvärk genom att ge väl tolererad behaglig värme.

ThermaPatch är indicerat för följande:

- För att hålla olika kroppsdelar varma under kyla.
- Som sjukgymnastik för smärtlindring vid ledvärk, stukningar, artros och ländryggssmärta.
- För artros och leder, rygg- och axelvärk.
- Tillfällig lindring av mensvärk.

PHARMAPORE-PU

Vattentätt plåster – postoperativt plåster

POSTOPERATIVA SÅR - SKÄRSÅR- RIVSÅR - SKRUBBSÅR


Transparent skyddande plåster för lätta- till måttliga sekretsador. Tillverkad av en polyuretan-, bakterie- och vattensäker film belagd med häftämne steriliserad med hypoallergen Etylenoxid gas, levereras med icke-häftande centralt placerad sårdyna.

- Stor sårdyna med ickehäftande beläggning
- Steril
- Bakterie- och vattensäker
- Skapar en fuktig atmosfär
- Ger en mycket god sårhäkning
- Bekvämt att bära / ökar komforten
- Vattentätt - möjliggör duschning
- Tillåter fri passage av gaser och vattenånga
- Självhäftande polyuretanfilm runt sårdynan

Rengör såret och ta ur plåstret ur förpackningen och montera enligt numreringen på förpackningen 1, 2 och 3



*)



Storlekar

Art. nr 4267 8,25x6cm 200st/frp

Art. nr 4250 *) 7,2x5cm 200st/frp **NY**



STERILE EO



PHARMASTRIP

Suturtejp – skärsår

OBS! 6st strips/kuvert

Strl: 6,4x76mm

Flexibel hud förslutningsremsor gjorda av polyamid, icke elastisk stomme belagd med ett tryckkänsligt, hypoallergeniskt häftmassa.

- Andningsbar, porös, icke elastisk bärare kan användas på konturerade områden på kroppen eller där böjnings- och rörelse förekommer.
- Vit färg för ett kosmetiskt tilltalande utseende.
- Elimineras märken som efter stygn och klammer, ger ett bättre kosmetiskt resultat än suturer eller häftklamrar.
- Snabb och lätt att applicera för att spara tid.
- Hypoallergeniskt häftmassa.
- Förpackas i förseglade påsar E.O. steriliserade.
- För användning i mycket profilerade områden eller områden på kroppens med rörelser i muskler och leder.
- Ger stöd till sår efter tidigt sutur- eller häftklammer borttagning.
- Användbart för stöd åt sår postoperativt och efter sutur borttagning.



CE
0459

STERILE EO



Storlekar

Art. nr 6476-25
Art. nr 6476

25st kuvert / påse
100st kuvert / kart



KLISTERBANDAGE

7,5cm x 5m

- Längsgående elastiskt klister bandage
- Hög kvalitet av 100% uttänjbar bomullstextil
- Poröst bandage
- Ger en stabil men med kontrollerat stöd
- Poröst bandage tillåter svett avdunsta för att undvika hudmaceration
- Mjuka kanter hindrar bandaget att vecka sig eller ge märken i huden
- Behåller elasticiteten
- Åderbrock inflammation och sår (phlebitic och thrombotic)
- Stukning & sträckning
- Sport skador
- Förebyggande, behandling och rehabilitering av skador



CE



Art. nr 4750 7,5cm x 4,5m

RÄDDNINGSFILT

Gold / Silver

160x210cm



Den livräddande filten kan t.ex. användas inom industri, i trafiken, arbetsplatser och fritid. Samt mycket lämplig även vid olyckor, brännskador och oväder. Ansiktet skall dock inte täckas över.



Användning

Skydd mot kyla: Den silverfärgade sidan ska vändas inåt. Den silverfärgade ytan reflekterar uppåt 80% av kroppstemperaturen. Hypotermi och frysning förebyggs på detta sätt.

Skydd mot värme: Den silverfärgade ytan ska vändas utåt. Solstrålarna reflekteras och håller kroppen sval. Kan lämpligen också användas till bilen, tältet, etc.

Art. nr 3161 160x210cm



BLODSTOPPARE - BANDAGE

Gasbinda / Sårkompress

Blodstoppbandage är ett första hjälpen förband. Den är en kombination av en silikonbehandlad sårdyna för att undvika att fastna i sår, samt en porös gasbinda på 400cm. Ett praktiskt förband för behandling av blödande sår.

Blodstoppbandage kan även användas som tryckförband vid större blödningar genom att kombinera med en extra gasbinda över blödnigen.

Storlekar

Art. nr 3158 10x12 cm

Art. nr 3159 8x10 cm



STERILE EO



VENDAPRESS självhäftande flexibelt bandage

Elastisk bandage som stöd vid stukningar

Produkt

Denna produkt är konstruerad från en kombination av polyesterfibers elastiska och höga styrka och en latexbeläggning som möjliggör ytor som är självhäftande. Man kan inte känna av någon klubbighet på någon sida av bandaget, men det häftar fullständigt i sig själv. *Fastnar inte på hud, päls eller i sår.*

Fördelar

Riva av, det kan rivas av mycket enkelt och smidigt

Kan användas i olika tjocklekar och till alla kroppsdelar vid behov

Självhäftande, inget behov av klammer eller tejp

Behåller sin originalstorlek – dras ej samman

Elasticitet, mycket god elasticitet, och god tänjbarhet

Bandaget andas

Snabbt och enkelt att ta bort, lämnar inga klister rester

Användning

Fixering av ex. brännskadekompresser

Elastiskt förband, plåsterförband och skyddsförband vid monteringsarbeten.

Första hjälpen produkt vid ex. stukning och vrickning



Art.nr	Bredd	Längd
8133-blå	7,5 cm	4,5 m

LÅNGPLÅSTER

Långa plåster – 2x18cm x 100st

Långplåster är ett sårförband i elastisk textil med absorberande sårdyna. Det långa plåstret gör att man kan förutom att täcka såret med sårdynan även täcka repor bredvid såret. Plåstret finns som Blue Detectable Textil.

- Högabsorberande men med låg vidhäftande sårdyna
- Mycket hypoallergen akryl häftmassa för hudkänslighet
- Elastisk och bekväm att använda
- Smärtfri borttagning av plåstret

Storlekar 100st/frp

Art. nr 3360-18/2 Blue Detectable Textil - elastisk



Hudvänlig Tejp

med dispenser - 2,5cm x 4,55m



Beskrivning

Avrivningsbar papperstejp i ett material med låg allergi risk. Självhäftande tejp tillverkad av mikro-poröst non-woven material belagd på ena sidan med en Hypoallergenisk, hudkontaktvänlig häftmassa.

Egenskaper

- Non-woven material.
- Hudkontaktvänlig häftmassa
- Formbar
- Latexfri
- Mindre smärta vid borttagning
- Genomtränglig för luft och vattenånga

Användning

- Fixering av bandage och kompresser
- Användning för känslig och torr hud där vanlig tejp inte kan användas
- Appliceras på ren och torr hud

Förvaring

- Håll borta från ljus och värme
- Förvaras vid högst 25°C

Frp:	6st / kart
Art. nr:	32545

DISPENSER - SÅRSERVETT

Innehåller 45st sårservetter



- Transparent plastdispenser
- Innehåller 45 st servetter till sårsvätt
- Vägghängning för enkelt användande
- Lätt att se hur många servetter som finns kvar i dispensern
- Enkel påfyllning av servetter

Art. nr 3201-D

STERILE

EO

CE
0459



Sårservett

7,5x14cm 45st

- Alkohol fria sårservetter - refill
- Storlek 7,5x14cm
- Innehåller 1% Cetrimid som är ett effektivt antiseptiskt medel mot bakterier och svampar
- Riv upp i kanten på förpackningen och ta ut Servetten



Art. nr 3200

STERILE

EO

CE
0459



VÄGGFÄSTE - SPRAY

Väggfäste till sprayer



Väggfäste – liten 35mm

Passar till sprayflaskor med 35mm diameter ex. Material – PET plast

- Blodstoppspray, 60ml
- Sårplastspray, 60ml
- Burncare spray, 50ml
- Ögonduschspray 50ml

Art. nr 2040

Väggfäste – stor 52mm

Passar till sprayflaskor med 52mm diameter ex. Material – PET plast

Ögonduschspray

Art. nr 2050



Trippelhållare – 52mm

Passar till sprayflaskor med 52mm diameter ex. Ögonduschspray

Material – PET plast

Art. nr 2060

FÖRSTA HJÄLPENVÄSKOR

Med väggfäste

Storlek: 31x21x12cm

En praktisk förstahjälpen väska i slagtålig ABS-hårdplast med väggfäste. Detta gör att man snabbt kan ta med väskan till en skadad för en snabb behandling.

Väskan har dubbla innerlock för att hålla produkterna på plats. Genom sin överskådlig-het är det lätt att se vad som finns och när det behövs fyllas på.

Utforma väskan själv för den egna arbetsplat-sen genom att välja till produkter utöver standardsortimentet eller enbart med produkter utanför Din 13164.

Lämplig på både stora som små arbetsplatser, idrottsarenor, båt o. fartyg, transportbranschen, räddningsfordon, etc.

Innehållsförteckning

DIN 13164

- 1 st Tejp 2,5cmx5m
- 14 st Plåstersortiment
- 1 st FörstahjälpenBandage 6x8cm
- 2 st FörstahjälpenBandage 8x10cm
- 1 st FörstahjälpenBandage 10x12cm
- 1 st Brännskadekompress 60x80cm
- 6 st Kompresser 10x10cm
- 1 st Räddningsfilt Gold/Silver
- 2 st Gasbinda 6cmx4m
- 3 st Gasbinda 8cmx4m
- 1 st Triangelbandage 96x96x136cm
- 1 st Sax
- 2 st Sårservetter
- 4 st Engångshandskar vinyl
- 2 st Engångs medicinsk mask
- 1 st Förstahjälpen handledning



Art. nr. 3165



Art. nr. 3160 Komplet
3170-G Tom
Färg: Grön

FÖRSTAHJÄLPEN – KIT

DIN – KIT 13164

43 delar

Ett förstahjälpen kit med innehåll för behandling av sårskador. Lämplig för de flesta arbetsplatser.

DIN Kit 13164 är ett mycket lämpligt standard-sortiment som kan läggas i AlphraMedic-väskor eller i befintliga Förstahjälpen- väskor, lådor och kuddar.

Lämplig på både stora som små arbetsplatser, idrottsarenor, båt o. fartyg, transportbranschen, räddningsfordon, etc.

Art nr. 3165

Innehållsförteckning

DIN 13164

- 1 st Tejp 2,5cmx5m
- 14 st Plåstersortiment
- 1 st FörstahjälpenBandage 6x8cm
- 2 st FörstahjälpenBandage 8x10cm
- 1 st FörstahjälpenBandage 10x12cm
- 1 st Brännskadekompress 60x80cm
- 6 st Kompresser 10x10cm
- 1 st Räddningsfilt Gold/Silver
- 2 st Gasbinda 6cmx4m
- 3 st Gasbinda 8cmx4m
- 1 st Triangelbandage 96x96x136cm
- 1 st Sax
- 2 st Sårservetter
- 4 st Engångshandskar vinyl
- 2 st Engångs medicinsk mask
- 1 st Förstahjälpen handledning



AlphraMedic

Kontakta oss gärna:

- ❖ Om ni vill lägga en order. Se adresser nedan!
- ❖ Om Ni har produkter som skall kundanpassas för att på bästa sätt passa marknaden och Era kunder!
- ❖ Om Ni önskar mer info om produkter och ÅF-priser!
- ❖ Om Ni har idéer som Ni vill bolla med oss!

Med vänlig hälsning
AlphraMedic AB



Adr: Kämpevägen 17 - 553 02 Jönköping

Mob: +46 70 273 77 40

Mob: +46 70 993 99 10

Order: order@alphramedic.se

E-mail: info@alphramedic.se

Web: www.alphramedic.se