

# Vendapress

## Självhäftande Flexibelt Bandage

### Produkt

Denna produkt är konstruerad från en kombination av polyesterfibers elastiska och höga styrka och en latexbeägning som möjliggör ytor som är självhäftande. Man kan inte känna av någon klubbighet på någon sida av bandaget, men det häftar fullständigt i sig själv.

*Fastnar inte på hud, päls eller i sår.*



### Fördelar

- Riva av, det kan rivas av mycket enkelt och smidigt
- Kan användas i olika tjocklekar och till alla kroppsdelar vid behov
- Självhäftande, inget behov av klammer eller tejp
- Behåller sin originalstorlek – dras ej samman
- Mjukhet, den är mycket mjuk och len, mycket behaglig för hud
- Elasticitet, mycket god elasticitet, och god tänjbarhet
- Bandaget andas
- Snabbt och enkelt att ta bort, lämnar inga klisterrester



### Användning

- En bred användning inom sjukvård och personskydd
- Fixering av ex. brännskadekompresser
- Elastiskt förband, plåsterförband och skyddsförband vid monteringsarbeten.
- Första hjälpen produkt



Art.nr	St/kart	Bredd	Längd	Färg
8133	12 st	7,5 cm	4,5 m	Hud
8133-blå	12 st	7,5 cm	4,5 m	Blå

CE