

EasyOn Blue Detec Textil Stor

Extra breda och spårbara textilplåster



Extra breda och spårbara textilplåster för krävande miljöer

Dessa blå detekterbara textilplåster är i storleken 50×70 mm, vilket gör dem idealiska för att täcka lite större sår, skrubbsår eller snitt som kräver en bredare fästytta. Plåstret är tillverkat i ett elastiskt textilmaterial som följer hudens rörelser och sitter säkert under hela arbetsdagen.

Refillen byts ut med ett enkelt handgrepp i din EasyOn-dispenser (Art nr 2505 / 2510), vilket gör underhållet av din första hjälpen-station extremt smidigt. Packas i 4, 5 eller 6 per ask.

Fördelar

- ✓ **Optimal för livsmedelshandling:** Den starka blå färgen ger hög visuell spårbarhet i produktionen och köksmiljöer.
- ✓ **Smidig enhandsapplicering:** Med det smarta EasyOn-systemet drar du bara plåstret nedåt ur dispensern så lossar skyddspappret automatiskt. Enkelt att applicera även om du bara har en hand tillgänglig.
- ✓ **Slitstarkt material:** Textilen är både följsam och robust, vilket ger ett bra skydd i rörliga arbetsmoment.
- ✓ **Detekterbara:** Plåstren är detekterbara och upptäcks av de flesta metalledetektorer.

Specifikationer

Produkt	EasyOn Blue Detec Textil Stor
Storlek	50 × 70 mm
Material	Blått detekterbart textilplåster
Egenskap	Elastiskt och slitstarkt
Applicering	EasyOn-system, enhandsapplicering
Förpackning	Packas i 4, 5 eller 6 per ask

Användning

Placering	Livsmedelsindustri, storkök, restaurang och produktion
Funktion	Skyddar större sår, skrubbsår och snitt
Passar för	Miljöer där hög synlighet och spårbarhet krävs
Kompatibilitet	EasyOn dispenser Art nr 2505 / 2510

Praktiskt, spårbart och lättanvänt plåster för arbetsplatser där hygien, säkerhet och snabb åtkomst är avgörande.