

EasyOn Textilplåster Beige


Extra breda textilplåster för effektiv sårvård



Bekvämt skydd för större sår

Våra beige textilplåster i storleken 50 x 76 mm är specifikt framtagna för att täcka större sårytor där ett standardplåster inte räcker till. Det elastiska materialet är både mjukt och följsamt, vilket gör att plåstret sitter säkert på plats även över rörliga kroppsdelar och leder.

Varje refill innehåller 18 stycken plåster, designade för snabb enhandsapplikation i EasyOn-systemet. Refillen byts enkelt med ett handgrepp och plåstret kan appliceras snabbt med en hand. Packas i 4, 5 eller 6 refill per ask.



Fördelar

- ✓ **Hög komfort:** Det andningsaktiva textilmaterialet är mjukt och bekvämt under hela arbetsdagen.
- ✓ **Extra bred modell:** 50 x 76 mm täcker större sårytor där ett standardplåster inte räcker till.
- ✓ **Snabb enhandsapplikering:** Dra plåstret nedåt ur dispensern så lossnar skyddspappret automatiskt.
- ✓ **Smidiga refillbyten:** Refillen passar EasyOn-dispensern och byts snabbt med ett enkelt handgrepp.

Specifikationer

Produkt	EasyOn Textilplåster Beige
Storlek	50 x 76 mm
Färg	Beige
Material	Elastiskt textilmaterial
Egenskap	mjukt och följsamt
Innehåll	18 plåster per refill
Förpackning	4, 5 eller 6 refill per ask
Artikelnummer	3361-52-1R

Användning

Placering	Arbetsplatser, verkstäder, lager och industri
Funktion	Skyddar större sår, skrubbsår och snitt
Passar för	När ett standardplåster inte räcker till
Applikering	Snabb enhandsapplikering i EasyOn-systemet
Kompatibilitet	EasyOn dispenser Art nr 2505 / 2510

Bekvämt, följsamt och extra brett plåster för snabb och smidig sårvård.