

Hudvänlig Kirurgtejp

Skonsam fixering för känslig hud - med praktisk hållare

Skonsam och säker fixering

Hudvänlig Kirurgtejp är en vit, avrivningsbar papperstejp av mikroporöst non-woven material, framtagen för fixering av bandage och kompresser på känslig och torr hud. Materialet släpper igenom luft och vattenånga så att huden kan andas under behandlingen. Den hudvänliga häftmassan har låg allergirisk och är latexfri, vilket bidrar till skonsam användning och mindre obehag vid borttagning.

Tejpen är mjuk och formbar och följer enkelt kroppens konturer. Den levereras komplett med en praktisk hållare som underlättar både hantering och avrivning vid användning.



Fördelar

- ✓ Låg allergirisk och helt latexfri
- ✓ Mjuk och formbar för kroppens konturer
- ✓ Luft- och vattenånggenomsläpplig
- ✓ Skonsam borttagning med mindre obehag
- ✓ Kan enkelt rivas av för hand
- ✓ Praktisk hållare för smidig applicering

Användning

- Fixering av kompresser och bandage
- Känslig eller torr hud
- Första hjälpen och sårvård
- Vård, arbetsplats och hemmabruk
- Appliceras på ren och torr hud



Specifikationer

Produkt	Hudvänlig Kirurgtejp
Material	Mikroporöst non-woven / papperstejp
Färg	Vit
Häftmassa	Hudvänlig med låg allergirisk
Latex	Latexfri
Egenskap	Luft- och vattenånggenomsläpplig
Applicering	Kan rivas av för hand
Levereras med	Praktisk tejphållare

Förvaring & skötsel

- Applicera på ren och torr hud för bästa fäste.
- Förvaras svalt, högst 25°C.
- Skyddas från direkt ljus och värme.
- Byt tejp och kompress enligt behov och sårvårdsrutiner.

Skonsam, smidig och säker fixering för känslig hud.