

Non-Woven Plåster på rulle

Mjuk och skonsam sårvård för känslig hud



Mjuk och skonsam sårvård

Non-Woven Plåster på rulle är ett hypoallergent och extra mjukt plåster, speciellt framtaget för personer med känslig hud. Rullen är 6 cm bred och 5 meter lång, vilket gör det enkelt att kapa plåstret till exakt önskad storlek.

Det elastiska och följsamma materialet låter huden andas och är utformat för en behaglig användning under hela dagen. Det passar både barn och vuxna som behöver ett extra skonsamt sårskydd.

Plåstret bör appliceras på ren och torr hud för bästa häftförmåga och passar utmärkt i D-56 plåsterdispenser för smidig och hygienisk åtkomst.



Fördelar

- Hypoallergent material för känslig hud
- Anpassningsbar storlek – 6 cm x 5 m
- Mjukt, elastiskt och mycket följsamt
- Skonsam och smärtfri borttagning
- Passar i D-56 plåsterdispenser

Användning

- Känslig och ömtålig hud
- Barn och vuxna
- Snabb och skonsam sårvård
- Anpassning till önskad längd

Specifikationer

Produkt	Non-Woven Plåster på rulle
Typ	Hypoallergent plåster för känslig hud
Storlek	6 cm x 5 m
Material	Mjukt och elastiskt non-woven-material
Egenskap	Hudvänligt, följsamt och andningsbart
Passar dispenser	D-56
Artikelnummer	3362
Förpackning	1 rulle per ask.

Mjuk och skonsam sårvård för känslig hud – enkelt anpassad efter behov.