

Pocketmask nyckelring

HLR-kit med andningsmask, backventil och skyddshandskar



KOMPAKT HLR-KIT

Snabb hjälp nära till hands

Pocketmask nyckelring är ett kompakt HLR-kit för snabb och hygienisk mun-till-mun-andning. Kitet innehåller en andningsmask med backventil samt två skyddshandskar och är enkelt att bära med sig i vardagen.

Fördelar

- Kompakt HLR-kit i nyckelringsformat
- Andningsmask med backventil
- 2 st skyddshandskar ingår
- Enkel att bära med sig överallt
- Ökar hygien och säkerhet vid HLR
- För arbetsplatser och privat bruk

Alltid nära när det behövs

Den smarta nyckelringsdesignen gör att kitet enkelt kan fästas på nyckelknippan eller förvaras i väska och arbetskläder.

Specifikationer

Produkt	Pocketmask nyckelring / HLR-kit
Innehåll	1 st andningsmask + 2 st skyddshandskar
Ventil	Backventil för mun-till-mun-andning
Utförande	Kompakt fodral med dragkedja och nyckelring
Användning	HLR och akut första hjälpen
Passar för	Arbetsplatser, fordon, servicepersonal och privat bruk

Kompakt skydd som är enkelt att bära med sig.

Ett praktiskt komplement till första hjälpen-utrustningen när snabb HLR kan behövas.