

# Räddningsfilt Gold / Silver

Skyddar mot kyla och värme i akuta situationer



## Livräddande skydd i utsatta situationer

Räddningsfilt Gold / Silver 160 x 210 cm är en livräddande produkt som skyddar kroppen mot både kyla och värme i akuta situationer. Filten är tillverkad av slitstark folie som reflekterar kroppsvärme och skyddar mot yttre påverkan.

Den silverfärgade sidan reflekterar upp till 80 % av kroppsvärmen och hjälper till att förebygga nedkylning och hypotermi. Vid varma förhållanden kan filtens istället användas för att reflektera bort värme och hålla kroppen sval.

Räddningsfilten är ett måste i första hjälpen-kit och används ofta inom industri, transport, arbetsplatser och fritidsaktiviteter. Den är även mycket användbar vid olyckor, brännskador och extrema väderförhållanden. Tack vare det slitstarka materialet kan filtens även användas som improviserad bår i nödsituationer.



**Observera:** Ansiktet ska inte täckas över vid användning.

## Fördelar

- ✓ Skyddar mot både kyla och värme
- ✓ Reflekterar upp till 80 % av kroppsvärmen
- ✓ Lätt, kompakt och enkel att använda
- ✓ Perfekt för första hjälpen-kit
- ✓ Kan användas som nödbår
- ✓ Idealisk för arbetsplatser och transport

## Användning

### Skydd mot kyla

- Silverfärgade sidan vänds inåt
- Reflekterar kroppsvärme och minskar värmeförlust

### Skydd mot värme

- Silverfärgade sidan vänds utåt
- Reflekterar solstrålar och håller kroppen sval



## Specifikationer

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Produkt     | Räddningsfilt Gold / Silver                      |
| Mått        | 160 x 210 cm                                     |
| Material    | Reflekterande slitstark folie                    |
| Färg        | Guld / Silver                                    |
| Användning  | Skydd mot kyla och värme                         |
| Förpackning | Individuellt förpackad                           |
| Miljöer     | Arbetsplatser, transport, fritid, första hjälpen |

En kompakt och effektiv räddningsfilt för snabb hjälp när varje minut räknas.