

Burncare Ansiktsmask 30 x 40 cm

Sterilt hydrogelförband för snabb kylning och smärtlindring



Specialanpassat skydd och kylning för ansiktet vid brännskador

Burncare Gel Facemask är ett sterilt hydrogelförband som är särskilt utvecklat för brännskador i ansiktet. Den vattenbaserade gelen ger omedelbar smärtlindring och effektiv avkylning som hjälper till att minska vävnadsskador och skyddar det skadade området mot kontamination.

Den generösa storleken 30 x 40 cm täcker större delar av ansiktet och är utformad för att underlätta andning och sikt under behandlingen. Ansiktsmasken är idealisk vid akuta olyckor där snabb och skonsam förstahandsbehandling är avgörande.

Förbandet är icke-häftande och kan vid behov fixeras lätt för säker placering under transport eller fortsatt vård.

Fördelar

- ✓ Kväk avkylning i upp till 2 timmar
- ✓ Snabb och ihållande smärtlindring
- ✓ Steril barriär mot kontamination
- ✓ Icke-häftande - skonsam mot känslig hud
- ✓ Underlättar andning och sikt
- ✓ Vattenbaserad gel som kan sköljas bort

Användning

- Ansiktsbrännskador
- Industri och verkstad
- Storkök och restaurang
- Transport av skadade
- Första hjälpen-utrustning
- Akuta olyckor på arbetsplatsen



Specifikationer

Produkt	Burncare Gel Facemask
Typ	Sterilt hydrogelförband
Storlek	300 x 400 mm / 30 x 40 cm
Gel	360 g
Egenskap	Kylande, smärtlindrande, icke-häftande
Förpackning	6 st per ask
Artikelnummer	BC5030

Användningsområden

Burncare Ansiktsmask är idealisk för användning inom industrier, storkök, verkstäder eller vid transport av skadade. Masken täcker ansiktet och ger en trygk och kontrollerad miljö för fuktig sårhäkning. Den är utformad för att underlätta andning och sikt under behandlingen.

Förpackning

6 individuellt förpackade masker per ask.

Snabb och skonsam förstahjäl vid ansiktsbrännskador.