

Burncare Kompress 10 x 10 cm

Sterilt hydrogelförband för snabb kylning och smärtlindring



Professionell brännskadebehandling

Burncare Relieve Burn Gel Kompress är ett sterilt hydrogelförband för snabb och effektiv förstahandsbehandling vid brännskador. Kompressen hjälper till att dra värmen ur skadan, ger omedelbar smärtlindring och skyddar det skadade området mot kontamination.

Den större storleken 10 x 10 cm är idealisk för medelstora brännskador på händer, armar, ben eller bål. Förbandet skapar en steril barriär mot kontamination och hjälper till att skydda det skadade området under läkeprocessen.

Förbandet är icke-häftande och kan vid behov fixeras med ett lätt bandage.

Fördelar

- ✓ Snabb avkylning av det skadade området
- ✓ Omedelbar och ihållande smärtlindring
- ✓ Steril barriär mot smuts och kontamination
- ✓ Icke-häftande - skonsam mot sårytan
- ✓ Kylande effekt i upp till 2 timmar
- ✓ Vattenbaserad gel som kan sköljas bort

Användning

- Brännskador på händer och fingrar
- Armar, ben och bål
- Kök och restaurang
- Verkstad och industri
- Skolor och offentliga miljöer
- Första hjälpen-utrustning



Specifikationer

Produkt	Burncare Relieve Burn Gel Kompress
Typ	Sterilt hydrogelförband
Storlek	100 x 100 mm / 10 x 10 cm
Gel	40 g
Egenskap	Kylande, smärtlindrande, icke-häftande
Förpackning	20 st per ask
Artikelnummer	BC5010

Enkel applicering

Öppna den sterila förpackningen, ta ur kompressen och applicera den direkt över det skadade området. Fixera vid behov med ett lätt bandage.

Förpackning

20 individuellt förpackade kompresser per ask.

Snabb och skonsam förstahjälp vid brännskador.