

Burncare Kompress 20 x 20 cm

Sterilt hydrogelförband för snabb kylning och smärtlindring



Professionell avkylning och skydd för större brännskador

Burncare Relieve Burn Gel Kompress är en steril och högpresterande lösning för att snabbt hantera brännskador på större hudytor. Genom att omedelbart dra värmen ur skadan hjälper förbandet till att begränsa skadans omfattning och främja den naturliga läkeprocessen.

Den stora storleken 20 x 20 cm är idealisk för mer omfattande brännskador på bål, rygg, armar eller ben. Förbandet fungerar som en steril barriär mot kontamination och ger snabb avkylning samt lindring vid akuta olyckor.

Förbandet är icke-häftande och kan vid behov fixeras med ett lätt bandage.

Fördelar

- ✓ Kvik och djupverkande avkylning
- ✓ Långvarig smärtlindring upp till 2 timmar
- ✓ Steril barriär mot kontamination
- ✓ Icke-häftande - skonsam mot sårtytan
- ✓ Vattenbaserad gel som kan sköljas bort

Användning

- Större akuta brännskador
- Bål, rygg, armar och ben
- Industri och verkstad
- Storkök och restaurang
- Transport av skadade
- Första hjälpen-utrustning



Specifikationer

Produkt	Burncare Relieve Burn Gel Kompress
Typ	Sterilt hydrogelförband
Storlek	200 x 200 mm / 20 x 20 cm
Gel	150 g
Egenskap	Kylande, smärtlindrande, icke-häftande
Förpackning	6 st per ask
Artikelnummer	BC5020

Användningsområden

Denna storlek är särskilt lämplig för transport av skadade eller i miljöer där risken för större brännskador är hög, såsom inom industri, storkök eller verkstäder. Förbandet är enkelt att applicera och kan vid behov fixeras med ett lätt bandage för att sitta säkert på plats.

Förpackning

6 individuellt förpackade kompresser per ask.

Snabb och skonsam förstahjälp vid större brännskador.