

Burncare Kompress 40 x 60 cm

Sterilt hydrogelförband för snabb kylning och smärtlindring



Maximal täckning och effektiv kylning för omfattande brännskador

Burncare Relieve Burn Gel Kompress i storleken 40 x 60 cm är en professionell lösning för att snabbt hantera brännskador som täcker stora delar av kroppen. Genom att omedelbart dra värmen ur skadan stoppas skadeprocessen effektivt samtidigt som patientens komfort ökar avsevärt.

Den extra stora storleken 40 x 60 cm är idealisk för omfattande brännskador på bål, rygg eller lemmar. Förbandet fungerar som en steril barriär mot kontamination och ger snabb avkylning samt lindring vid akuta olyckor.

Förbandet är icke-häftande och kan vid behov fixeras med ett lätt bandage.

Fördelar

- ✓ Kväck avkylning
- ✓ Långvarig smärtlindring i upp till 2 timmar
- ✓ Steril barriär mot kontamination
- ✓ Icke-häftande - skonsam mot sårtytan
- ✓ Säker och vattenlöslig gel

Användning

- Omfattande akuta brännskador
- Bål, rygg och lemmar
- Industri och verkstad
- Räddningsinsatser
- Transport av skadade
- Första hjälpen-utrustning



Specifikationer

Produkt	Burncare Relieve Burn Gel Kompress
Typ	Sterilt hydrogelförband
Storlek	400 x 600 mm / 40 x 60 cm
Gel	750 g
Egenskap	Kylande, smärtlindrande, icke-häftande
Förpackning	4 st per ask
Artikelnummer	BC5040

Användningsområden

Denna stora kompress är idealisk för användning inom industrier, verkstäder eller vid räddningsinsatser där snabb täckning av stora ytor är avgörande. Öppna den sterila förpackningen, ta ur kompressen och applicera den direkt över det skadade området. Kan vid behov fixeras med ett lätt bandage för att sitta säkert på plats.

Förpackning

4 individuellt förpackade kompresser per ask.

Snabb och skonsam förstahjälp vid omfattande brännskador.