

Suturtejp Pharmastrip

Flexibel sårslutning utan suturer eller häftklamrar



Skonsam och effektiv sårslutning

Suturtejp Pharmastrip 6,4 x 76 mm är en flexibel och effektiv lösning för att dra ihop och sluta mindre skärsår utan behov av suturer eller häftklamrar.

Stripsen är tillverkade av polyamid med en icke-elastisk bärare och belagda med en tryckkänslig, hypoallergen häftmassa. Den andningsbara och porösa konstruktionen gör att suturtejpen följer hudens konturer och kan användas på områden där kroppen rör sig mycket, exempelvis över leder eller andra profilerade områden.

Pharmastrip ger ett mer kosmetiskt tilltalande resultat än traditionella suturer eller klamrar och minskar risken för märken och ärrbildning.

Produkten är snabb och enkel att applicera och passar både för akut behandling och eftervård.



Observera: Endast för mindre sår. Vid djupa eller kraftigt blödande sår ska sjukvård kontaktas.

Fördelar

- ✓ Sluter mindre skärsår utan suturer eller klamrar
- ✓ Hypoallergen häftmassa
- ✓ Andningsbar och porös konstruktion
- ✓ Följsam även över leder
- ✓ Snabb och enkel applicering
- ✓ Ger ett kosmetiskt tilltalande resultat

Användning

För sårslutning

- Drar ihop sårkanterna skonsamt
- Passar mindre skärsår och eftervård

Efter borttagning av suturer/klamrar

- Ger stöd åt huden under läkning
- Lämplig även vid postoperativ sårvård



Specifikationer

Produkt	Suturtejp Pharmastrip
Storlek	6,4 x 76 mm
Material	Polyamid
Bärare	Icke-elastisk
Häftmassa	Tryckkänslig, hypoallergen
Konstruktion	Andningsbar och porös
Förpackning	100 kuvert x 6 strips eller 25 kuvert x 6 strips
Användning	Mindre sår, eftervård, postoperativ sårvård

En flexibel suturtejp för snabb, skonsam och säker sårslutning.