

# PHARMASTRIP

## Suturetejp – skärsår

**OBS! 6st strips/kuvert**

**Strl:** 6,4x76mm

Flexibel hud förslutningsremсор gjorda av polyamid, icke elastisk stomme belagd med ett tryckkänsligt, hypoallergen häftmassa.

- Andningsbar, porös, icke elastisk bärare kan användas på konturerade områden på kroppen eller där böjnings- och rörelse förekommer.
- Vit färg för ett kosmetiskt tilltalande utseende.
- Elimineras märken som efter stygn och klammer, ger ett bättre kosmetiskt resultat än suturer eller häftklamrar.
- Snabb och lätt att applicera för att spara tid.
- Hypoallergen häftmassa.
- Förpackas i förseglade påsar E.O. steriliserade.
- För användning i mycket profilerade områden eller områden på kroppens med rörelser i muskler och leder.
- Ger stöd till sår efter tidigt sutur- eller häftklammer borttagning.
- Användbart för stöd åt sår postoperativt och efter sutur borttagning.



### Storlekar

Art. nr 6476-25

25st kuvert / påse

Art. nr 6476


100st kuvert / kart



# KLISTERBANDAGE

## 7,5cm x 5m

- Längsgående elastiskt klister bandage
- Hög kvalitet av 100% uttänjbar bomullstextil
- Poröst bandage
- Ger en stabil men med kontrollerat stöd
- Poröst bandage tillåter svett avdunsta för att undvika hudmaceration
- Mjuka kanter hindrar bandaget att vecka sig eller ge märken i huden
- Behåller elasticiteten
- Åderbrock inflammation och sår (phlebitic och thrombotic)
- Stukning & sträckning
- Sport skador
- Förebyggande, behandling och rehabilitering av skador



Art. nr 4750 7,5cm x 4,5m